



Sigma

# ESTELITE Σ QUICK

Wykorzystując innowacyjny system RAP – Radykalnie Przyspieszonej Fotopolimeryzacji, opatentowany przez firmę Tokuyama, ESTELITE Σ QUICK oferuje zredukowany czas naświetlania i wykazuje znakomitą stabilność w świetle dziennym równocześnie zachowując najwyższą estetykę oraz właściwości fizyczne.



## Korzyści

- Krótki czas naświetlania – 10 sekund przy użyciu lampy halogenowej (>400mW/cm<sup>2</sup>)
- Wydłużony czas pracy materiałem – 90 sekund przy świetle dziennym (10,000 lx)
- Znakomita polerowalność
- Długotrwały połysk
- Szeroki zakres dopasowania kolorystycznego (efekt kameleona)
- Wysoka odporność na ścieranie
- Mały skurcz polimeryzacyjny
- Dobrze widzialny w promieniach rentgenowskich
- Dostępny w 20 odcieniach

## Wskazania

- Odbudowy zębów przednich i tylnych
- Bezpośrednie osadzenie licówek kompozytowych
- Zamykanie przestrzeni międzyzębowych
- Naprawy porcelany/kompozytu

## Zdjęcia cząstek wypełniacza z mikroskopu elektronowego SEM

Cząsteczki wypełniacza o sferycznym kształcie i relatywnie jednakowej wielkości (0,2µm) zapewniają długotrwały połysk i estetykę wypełnienia oraz sprawiają, iż właściwości mechaniczne są zbliżone do nowoczesnych materiałów hybrydowych.

## Przeźródliwość międzyzębowa




PRZED




PO

Zdjęcia kliniczne dzięki uprzejmości Toshio Kanamura, DDS



ESTELITE Σ QUICK

submikronowy wypełniacz sferyczny




ESTHET-X\*


wypełniacz hybrydowy

## Znakomite właściwości fizyczne

### • Ścieralność\*\*




### • Abrazja zębów przeciwstawnych\*\*




### • Nieprzepuszczalność dla promieniowania rentgenowskiego




### • Skurcz polimeryzacyjny\*\*



### • Połysk(%)\*\*



### • Łatwość użycia



## Dostępne warianty opakowań



**ESTELITE Σ QUICK SYNERGIE SYSTEM KIT**



**ESTELITE Σ QUICK – STRZYKAWKI**

## ESTELITE Σ QUICK Zestawy

### Estelite Σ Quick Syringe System Kit

Skład: 6 strzykawk (3.8g) w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, OA3, OPA2;  
3 strzykawki kompozytu płynnego Flow Quick (1.8g) w odcieniach: A2, A3, OA3; 27 końcówek  
1 butelka systemu wiążącego BOND FORCE (5ml)  
podkładka do aplikacji systemu wiążącego, 50 aplikatorów; kolornik

### Estelite Σ Quick Syringe Intro Kit

Skład: 6 strzykawk (3.8g) w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, OA2, OPA2  
1 butelka systemu wiążącego BOND FORCE (1ml)  
podkładka do aplikacji systemu wiążącego, 25 aplikatorów; kolornik

### Estelite Σ Quick 3 Syringe Kit

Skład: 3 strzykawki (3.8g) w odcieniach: A2, A3, OA3

### Estelite Σ Quick PLT – zestaw wprowadzający

Skład: po 10 cavifili (0.2g każda) w odcieniach: A2, A3  
po 5 cavifili (0.2g każda) w odcieniach: A1, A3.5, OA1, OPA2  
1 butelka systemu wiążącego BOND FORCE (1ml)  
podkładka do aplikacji systemu wiążącego, 25 aplikatorów; kolornik

## ESTELITE Σ QUICK Uzupełnienia

### Estelite Σ Quick Strzykawka

Skład: 1 strzykawka (3.8g)  
Dostępne odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, OAI, OA2, OA3,  
OPA2, BW (Bleach White/do zębów wybielanych), WE (White Enamel/Biały Szklivo),  
CE (Clear Enamel/Incisal do brzegu siecznego)

### Estelite Σ Quick Cavifile

Skład: 20 cavifili PLT (0.2g każda)  
Dostępne odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, OAI, OA2, OA3,  
OPA2, BW (Bleach White/ do zębów wybielanych), WE (White Enamel/Biały Szklivo),  
CE (Clear Enamel/ Incisal do brzegu siecznego)